

System szkoleniowy LIFEPAK® CR2

Arkusze danych

Szkolenie poprawia stopień gotowości.

- Dynamiczne i wszechstronne narzędzie szkoleniowe
- Taka sama intuicyjna, prosta obsługa jak w przypadku defibrylatora LIFEPAK CR2
- Możliwość dostosowania scenariuszy do własnych potrzeb
- Nie zachodzi konieczność zdalnego sterowania
- Technologia ClearVoice™



Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 AED umożliwia szkolenie w realistycznych warunkach w zakresie użytkowania aparatu LIFEPAK CR2 bez konieczności ładowania urządzenia energią elektryczną ani jego wyładowywania się. Urządzenie LIFEPAK CR2 Trainer, którego wygląd odpowiada wyglądowi rzeczywistego defibrylatora LIFEPAK CR2, symuluje jego działanie za pośrednictwem takiego samego, prostego interfejsu użytkownika. Aby umożliwić szybkie zaprezentowanie podstawowych funkcji defibrylatora LIFEPAK CR2, jak również zalet technologii analizy cprINSIGHT™, dostępna jest możliwość zaprogramowania scenariusza dla trybu automatycznego lub pół-automatycznego.

Realistyczne warunki

LIFEPAK CR2 Trainer przeprowadza użytkowników przez symulowaną analizę, wykonywanie wstrząsu oraz cykle RKO z instruktażem; gdy urządzenie jest aktywne, po umieszczeniu elektrod, automatycznie wysyła poprzez sieć Wi-Fi® powiadomienia e-mail za pośrednictwem menedżera programu LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami AED. Podobnie jak defibrylator LIFEPAK CR2, Trainer wykorzystuje technologię ClearVoice™ oraz automatycznie reguluje głośność, aby zapewnić dobrą słyszalność poleceń w środowisku o wysokim poziomie hałasu.

Programowalne scenariusze

Wszystkie funkcje w urządzeniu LIFEPAK CR2 Trainer można zaprogramować tak, aby uzyskać symulację różnych scenariuszy, z którymi mogą zetknąć się użytkownicy podczas użytkowania defibrylatora LIFEPAK CR2 w warunkach rzeczywistych. Urządzenie LIFEPAK CR2 Trainer udostępnia dwa w pełni konfigurowalne scenariusze, które można całkowicie dostosować na ekranie ustawień do swoich potrzeb oraz modyfikować w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności.

Powiadomienia pocztą e-mail

Za pośrednictwem aplikacji LIFEPAK CR2 Trainer Demo można ustawić funkcję automatycznego otrzymywania powiadomień za pośrednictwem e-mail lub wysyłania ręcznie przygotowanych komunikatów e-mail poprzez Bluetooth® z dowolnego mobilnego urządzenia Windows®, Android® lub iOS®. Aplikacja ta zapewnia symulację automatycznych powiadomień e-mail wysyłanych, gdy urządzenie LIFEPAK CR2 jest podłączone do menedżera programu LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami AED.

Prosty i przystępny cenowo

Trainer wykrywa moment, w którym na elektrody szkoleniowe QUIK-STEP™ wywierany jest nacisk i automatycznie realizuje kolejne kroki scenariusza, eliminując konieczność zdalnego sterowania. Przycisk pauzy na urządzeniu umożliwia zatrzymanie, w razie potrzeby, realizowanego scenariusza. Ponadto system treningowy LIFEPAK CR2 AED jest ekonomiczny. Zasilanie odbywa się za pomocą czterech standardowych baterii z ogniwami typu D, a elektrody są przystępne cenowo i przeznaczone do wielokrotnego użytku oraz stanowią symulację szybkodostępnych elektrod EKG do defibrylacji QUIK-STEP, używanych wyłącznie w aparatach LIFEPAK CR2.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Do użytku na obszarach o kontrolowanej temperaturze, zabezpieczonych przed opadami. Zaprojektowane do intensywnego użytkowania i długotrwałej pracy.

Parametry fizyczne

Wysokość: 27,2 cm z uchwytem

Szerokość: 21,8 cm

Głębokość: 8,6 cm

Ciężar: 1,8 kg z bateriami

Baterie

6 woltów/4 ogniwa, zakres 3,3–6,6 Vdc. Cztery nieładowalne, alkaliczne baterie z ogniwami typu D. Nowe baterie zapewniają co najmniej 100 godzin ciągłej pracy przy poziomie głośności 4.

Przyciski

Język, Zasilanie, Tryb pediatryczny, Wstrząs

Wyświetlacz

Wskaźnik zasilania: Wyłączony (Off) przy wyłączonym urządzeniu; włączony (On), gdy urządzenie jest w użytku lub w trybie ustawień; miga, w trybie oczekiwania (pokrywa zamknięta)

Opcje dotyczące scenariuszy

Typ urządzenia: półautomatyczne, automatyczne

Liczba zdarzeń: 1, 2, 3, 4, powtórzenie

Wstrząs zalecany: Tak, Nie

Metronom RKO: tylko ręce, 30:2

Czas RKO: krótki, 60 s, 120 s, 180 s

Technologia cprINSIGHT: Wł., Wył.

Nie wykryto RKO: Wł., Wył.

Wykryto ruch: Wł., Wył.

Opcja dwóch języków: Wł., Wył.

Drugi język: Wszystkie

Sprawdzian oddechu: Wł., Wył.

Dystrybutor w Polsce:



Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów Stryker, to ten dystrybutor lub sprzedawca będzie miał dostęp do konta menedżera programu LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami AED i może otrzymywać komunikaty wysyłane przez defibrylator LIFEPAK CR2. Należy pamiętać, że to ustawienie powiadamiania dystrybutora lub odsprzedawcy można wyłączyć w DOWOLNEJ chwili: jeżeli użytkownik chce je wyłączyć, należy zwrócić się do działu obsługi klienta Stryker z prośbą o zmianę ustawienia na samodzielne zarządzanie kontem bez wysyłania powiadomień do dystrybutora lub odsprzedawcy.

Wszystkie oświadczenia aktualne w sierpniu 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela firmy Stryker lub na stronie strykeremergencycare.com

Dostęp publiczny w nagłych przypadkach

Użytkownicy defibrylatorów AED powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatorów AED.

Pomimo że nie każdego pacjenta uda się uratować, badania wskazują, że wczesna defibrylacja może w ogromnym stopniu wpłynąć na zwiększenie szansy przeżycia. Aparaty AED przeznaczone są do użytku u pacjentów dorosłych i dzieci. Defibrylatory AED mogą być używane w przypadku dzieci o masie ciała poniżej 25 kg, lecz niektóre modele mogą wymagać zastosowania osobnych elektrod defibrylacyjnych.

Celem przedstawionych informacji jest zaprezentowanie produktu firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker należy zapoznać się z instrukcją obsługi, zawierającą dokładne wskazania i przeciwwskazania dotyczące użycia, ostrzeżenia, przestrogi i opis potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie ze stosownymi regulacjami i dyrektywami UE. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ dostępność ich podlega regulacjom prawnym i/lub praktykom medycznym obowiązującym na poszczególnych rynkach. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów Stryker w danym rejonie należy skontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Stryker lub jednostki powiązane są właścicielem, użytkownikiem lub stroną ubiegającą się o następujące znaki handlowe lub usługi: ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. Wszystkie inne znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli lub posiadaczy.

Brak nazwy produktu, funkcji lub usługi, bądź logo wymienionego na tej liście nie oznacza zrzeczenia się praw do znaku handlowego Stryker ani żadnych innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub logo.

GDR 3329401_C
Copyright © 2020 Stryker

CE Class IIb (0123)

Wyprodukowano przez:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
 for Physio-Control, Inc.
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Rozprowadzane przez:

Poleczki 35
02-822 Warszawa
Poland
Tel +48 22 429 55 50
Fax +48 22 429 55 59