



# Laerdal

helping save lives

## Laerdal Silicone Resuscitators

Przez ponad 35 lat resuscytatory silikonowe Laerdal Silicone Resuscitators udowodniły, że są niekwestionowanym światowym liderem wśród resuscytatorów wielokrotnego użytku. Zwiększona wygoda użytkowania, wyjątkowa jakość i ponadprzeciętna trwałość czynią je urządzeniami, na których można zawsze polegać.



### Właściwości resuscytatorów:

- silikonowy materiał powoduje sprawne rozprężanie worka
- możliwość dobrego wycucia naturalnego oporu płuc pacjenta zmniejsza ryzyko przewentylowania
- zmieniony zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru zwiększa skuteczność wentylacji z użyciem tlenu
- przezroczyste maski silikonowe z nakładkami wielofunkcyjnymi:
  - standaryzowana średnica umożliwia szerokie zastosowanie
  - miękki mankiet znakomicie uszczelnia maskę zapewniając przy tym maksimum komfortu dla pacjenta
  - znakomity uchwyt (nawet małymi dłońmi)
  - przezroczysty materiał ułatwia obserwację twarzy pacjenta
  - specjalne nakładki ułatwiają uszczelnienie maski w trudnych sytuacjach (tylko maski 3/4 i 4/5+)
  - zaczepy na nakładkach umożliwiają przypięcie maski do głowy pacjenta (tylko maski 3/4 i 4/5+)
  - wielokrotność użycia
  - łatwość czyszczenia (odkażanie w autoklawie)
  - niskie koszty użytkowania ze względu na ponadprzeciętną trwałość
- standardowe wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H<sub>2</sub>O (tylko wersje dziecięca i dla wcześniaków)
- występuje w trzech wersjach:
  - dla dorosłych (powyżej 25kg)
  - dla dzieci (pomiędzy 2,5kg a 25kg)
  - dla wcześniaków (poniżej 2,5kg)
- prosty demontaż elementów w celu ich oczyszczenia (bez użycia narzędzi)

Opcjonalnie worki  
**Laerdal Silicone Resuscitators** dostępne  
są także w wersji  
z indywidualnym, nieusuwalnym  
nadrukiem



## Dostępne konfiguracje resuscytatorów Laerdal Silicone Resuscitators (numery katalogowe):

	DOROŚLI			DZIECI				WCZEŚNIAKI	
	bez masek	standard	complete	bez masek	standard	standardchild	complete	bez masek	complete
w kartonie	87 0050	87 00 52	87 00 51	86 00 50	86 00 52	86 00 56	86 00 51	85 00 50	85 00 51
w walizce			87 00 53				86 00 53		85 00 53
w walizce z oknem			87 00 55				86 00 55		85 00 55

### Skład zestawu:

worek 1600 ml	•	•	•						
500 ml				•	•	•	•		
240 ml								•	•
zawór bezpiecz.				•	•	•	•	•	•
maska 0/0									•
0/1						•	•		•
2							•		
3/4 z nakładką			•		•		•		
4/5+ z nakładką		•	•						
rezerwuuar 2600 ml	•	•	•						
600 ml				•	•	•	•	•	•

### Dostępne modele masek silikonowych:

85 15 00 Infant Silicone Mask - maska niemowlęca - rozmiar 0/0 (A)

85 16 00 Infant Silicone Mask - maska niemowlęca rozmiar 0/1 (B)

85 17 00 Infant Silicone Mask - maska niemowlęca rozmiar 2 (C)

86 02 20 Child Silicone Mask Multi-Function Mask Cover - maska dziecięca z nakładką wielofunkcyjną - rozmiar 3/4 (D)

87 02 20 Adult Silicone Mask Multi-Function Mask Cover - maska dla dorosłych z nakładką wielofunkcyjną - rozmiar 4/5+ (E)

87 22 20 Adult and Child Silicone Mask Set - zestaw masek: dziecięca 3/4 i dla dorosłych 4/5+

86 52 00 Multi-Function Mask Cover for Child Mask - nakładka wielofunkcyjna dla maski dziecięcej rozmiar 3/4 (F)

87 52 00 Multi-Function Mask Cover for Adult Mask - nakładka wielofunkcyjna dla maski dla dorosłych rozmiar 4/5+ (G)



### Dostępne akcesoria do worków Laerdal Silicone Resuscitators:

52 11 00 Wall Mount for Display Case Preterm/Paediatric - uchwyt ścienny do walizki z oknem dla resuscytatorów dziecięcych i dla wcześniaków

57 20 00 Wall Mount for Display Case Adult - uchwyt ścienny do walizki z oknem dla resuscytatorów dla dorosłych

87 10 00 Silicone Extension Tube - silikonowa rura przedłużająca (28 cm)

87 01 20 Hanging Loop - wieszak do resuscytatora

87 04 00 Laerdal Head Strap w/Attachement Ring - uprząż do mocowania maski na głowie pacjenta

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 6  
40-241 Katowice  
tel. 32 493 70 20  
fax 32 493 70 22  
Imp@laerdal.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 874 21 52  
bialystok@laerdal.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@laerdal.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@laerdal.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@laerdal.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@laerdal.pl

www.laerdal.pl