



Menedżer programu **LIFELINKcentral**TM do zarządzania defibrylatorami AED

Szczegółowe informacje dotyczące programu

	BASIC	ADVANTAGE	PREMIUM	TRACK
OBSŁUGIWANE DEFIBRYLATORY AED				
LIFEPAK® CR2 AED Wi-Fi® lub Wi-Fi+3G	X	X	X	X
Niepodłączone urządzenia Physio-Control (wprowadzanie ręczne)		X	X	X
Defibrylatory AED konkurencji (wprowadzanie ręczne)		X	X	X
DOSTĘPNE USŁUGI				
Dostęp do portalu	Ograniczony¹	Pełny¹	Pełny¹	Pełny¹
Powiadomienia pocztą e-mail-Gotowość				
LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G	X	X	X	X
Wszystkie inne defibrylatory AED, urządzenia specjalne (oparte na ręcznym wprowadzaniu danych)		X	X	X
Powiadomienia pocztą e-mail-o użyciu				
LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G	X	X	X	X
Kontrola ASR i powiadomienia pocztą e-mail			X	X
Wsparcie klienta				
Obsługa klientów	X	X	X	X
Wyznaczony przedstawiciel ds. wsparcia klienta (ASR)			X	X
Aktywny nadzór/kontakt telefoniczny, raporty z tablicy wskaźników i analiza porównawcza			X	X
Usługi po zdarzeniu dla defibrylatorów AED Physio-Control				
Pobieranie raportów po zdarzeniu		X ²	X ²	X ²
Sprawdzenie gotowości urządzeń		X ²	X ²	X ²
Bezpłatne uzupełnianie materiałów		X	X	
Dodatkowa wartość dla defibrylatorów AED Physio-Control				
Bezpłatne aktualizacje oprogramowania	X	X	X	X
Bezpłatne aktualizacje oprogramowania Premium			X	X

¹ Pełna lista funkcji dostępnych dla Ograniczonego dostępu do portalu i Pełnego dostępu do portalu zamieszczona jest na następującej stronie.

² Usługi bezprzewodowe dla LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G, dla wszystkich innych defibrylatorów AED Physio-Control za pośrednictwem zdalnej pomocy lub na miejscu, jeśli usługa dostępna na danym obszarze.



Dostęp do portalu

Poniżej podano wykaz funkcji dostępnych przy Ograniczonym i Pełnym dostępie do portalu:

		OGRANICZONY DOSTĘP DO PORTALU	PEŁNY DOSTĘP DO PORTALU
Konto	Typ	Informacje o koncie podstawowym	Informacje o koncie rozszerzonym
	Powiadomienia pocztą e-mail	X	X
Strony	Dodaj, edytuj i wyświetl informacje o stronie	X	X
	Widok tablicy wskaźników stanu strony		X
	Mapa strony	X	X
	Raport podsumowania statusu programu		X
	Harmonogramy własne inspekcji		X
	Zarządzanie oprogramowaniem i opcjami ustawień	X	X
Urządzenia	Edytuj i wyświetl informacje o AED	X	X
	Widok stanu urządzenia na tablicy wskaźników		X
	Mapa urządzeń	X	X
	Gotowość urządzeń LIFEPAK CR2 AED, rejestry testów	X	X
	Gotowość innych urządzeń AED Physio-Control i konkurencyjnych		X
	Informacje o akcesoriach		X
	Gotowość urządzeń specjalnych		X
	Inspekcje manualne		X
Osoby	Dodaj, edytuj i wyświetl profile użytkowników	X	X
	Widok tablicy wskaźników statusu szkolenia		X
	Przypisz role koordynatora programu i koordynatora strony	X	X
	Przypisz role inspektora urządzeń AED i przeszkolonych ratowników		X
	Certyfikaty/gotowość przeszkolonych ratowników		X
	Szkolenia i harmonogramy		X
Centrum zasobów		X	X

Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów Physio-Control, to ten dystrybutor lub sprzedawca będzie miał dostęp do konta menedżera programu LIFELINKcentral i może otrzymywać powiadomienia wyzwalane przez defibrylator LIFEPAK CR2. Informujemy, że ustawienie, że można wyłączyć w DOWOLNEJ chwili: jeżeli użytkownik chce je wyłączyć, należy wysłać prośbę do działu obsługi klienta Physio-Control w celu dokonania zmiany ustawienia „Dystrybutor” na „Zarządzane przez klienta”.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzenie strony www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

Physio-Control Operations
Netherlands B.V. 
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht
The Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Physio-Control
Poland Sales Sp. z o.o.
Plac Joachima Lelewela 2
01-624 Warszawa
www.physio-control.com
Tel 22 56 91 210
Fax 22 896 14 45

Dystrybutor w Polsce:



 Physio-Control, Inc. , 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA

 0123

©2016 Physio-Control, Inc. LIFEPAK CR 2 AED nie jest dostępna we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pakiety Service Manager LIFELINKcentral AED / program plany są dostępne w niektórych krajach. Proszę zapoznać się z przedstawicielem firmy Physio-Control szczegóły. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
GDR 3329347_A