



# Laerdal

helping save lives

## Little Family Q CPR

Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych, wzbogacony o technologię Q CPR, pozwalającej kontrolować poprawność wykonywanego treningu, na bezpłatnej aplikacji w urządzeniu mobilnym.



Manekiny zawarte w zestawie zostały tak dobrane, aby ukazać różnice w budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, a także umożliwić przedstawienie różnic w resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób w różnym wieku. Little Anne i Little Junior występują w wersji Q CPR z bezpłatną aplikacją

### **Manekiny zawarte w zestawie posiadają następujące właściwości:**

- naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków ("klik-klak")- manekiny Little Anne i Little Junior
- realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej
- manekin Baby Anne posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia
- technologia Q CPR pozwala uzyskać natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji
- podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu
- szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętość wentylacji

### **Zestaw Little Family zawiera:**

- Manekin Little Anne Q CPR
- Manekin Little Junior Q CPR
- Manekin Baby Anne
- wygodna, poręczna torba transportowa
- 3 maty treningowe
- wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne 1 szt
- wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior 1 szt
- wymienne drogi oddechowe do manekina Baby Anne 6 szt
- wymienna część twarzowa do manekina Little Anne 1 szt
- wymienna część twarzowa do manekina Little Junior 1 szt
- 10 sztucznych ciał obcych do manekina Baby Anne
- 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów
- chusteczki do dezynfekcji 12 szt

**Aplikacja instruktora oraz uczestnika jest całkowicie bezpłatna**



DefiMed AED  
tel:663 003 009

[biuro@defimed.pl](mailto:biuro@defimed.pl); [www.defimed.pl](http://www.defimed.pl)