



Laerdal
helping save lives

Little Junior Q CPR

Little Junior Q CPR to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka, wzbogacony o technologię Q CPR, pozwalającej kontrolować poprawność wykonywanego treningu, na bezpłatnej aplikacji w urządzeniu mobilnym.



W manekinie Little Junior Q CPR uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii dziecka i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dotychczasowy Little Junior może być w bardzo łatwy sposób przekształcony w Little Junior Q CPR, za pomocą zestawu Upgrade Kit.

Posiada następujące właściwości:

- naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
- specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
- szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej
- technologia Q CPR pozwala uzyskać natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji,
- podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu,
- szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji

Zestaw zawiera:

- Manekin Little Junior
- torbę transportową / matę treningową
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

Aplikacja instruktora oraz uczestnika jest całkowicie bezpłatna



DefiMed AED
tel:663 003 099

biuro@defimed.pl; www.defimed.pl