



**Manekin Baby Anne to znakomite uzupełnienie manekina Resusci Baby, dzięki któremu można ćwiczyć nie tylko resuscytację krążeniowo - oddechową niemowląt ale również techniki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych.**

**Posiada następujące właściwości:**

- naturalna blokada dróg oddechowych (otwarte jedynie w pozycji neutralnej, do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej
- unikalna funkcja nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia
- szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe



**Zestaw zawiera:**

- Manekin Baby Anne
- torbę transportową
- 5 wymiennych dróg oddechowych
- 10 sztucznych ciał obcych
- instrukcję obsługi

