



Laerdal

helping save lives

Little Anne - najbardziej rozpoznawalny manekin służący do szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej osob dorosłych został wzbogacony o technologię QCPR, pozwalającej kontrolować poprawność wykonywanego treningu, na bezpłatnej aplikacji w urządzeniu mobilnym.

Little Anne jest realistyczna anatomicznie co zapewnia skuteczne szkolenie RKO. Manekina cechują ponadto:

- naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie głowy konieczne do udroźnienia),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- wentylacja bezprzyrządowa metodą usta-usta lub usta-nos
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
- realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
- szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe
- technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji,
- podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu,
- szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji



Aplikacja instruktora oraz uczestnika jest całkowicie bezpłatna



Zestaw zawiera:

- Manekin Little Anne
- torbę transportową / matę treningową
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- bluzę
- instrukcję obsługi



DefiMed
www.defimed.pl

DefiMed AED
tel: 663 003 099

biuro@defimed.pl; www.defimed.pl