

Defibrylator LIFEPAK® CR2

Porównanie defibrylatora LIFEPAK CR2 z menedżerem programu LIFELINKcentral™ do zarządzania AED z defibrylatorem AED 3™ firmy ZOLL®

Firma Physio-Control jest pionierem w dziedzinie technologii defibrylacji i posiada w tym zakresie ponad 60 lat doświadczenia. Nasz kompletny, połączony system informacji o defibrylatorach AED został zaprojektowany przez fachowców z myślą o zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności. W intuicyjnym urządzeniu CR2 zastosowano zintegrowaną technologię, która umożliwia analizowanie rytmu serca w trakcie wykonywania RKO. Menedżer programu do zarządzania defibrylatorami AED LIFELINKcentral monitoruje codziennie każdy defibrylator i za pośrednictwem sieci komórkowej lub Wi-Fi® wysyła alarmy dotyczące wszelkich czynników, które mogą negatywnie wpływać na stan gotowości urządzenia, przy czym to wszystko odbywa się automatycznie. Oznacza to, że dzięki jednemu, połączonemu systemowi, nasi klienci mogą bez problemu przezwyciężyć najtrudniejsze wyzwania. Poniżej przedstawiono porównanie z defibrylatorem AED 3™ AED firmy ZOLL.

W opinii firmy ZOLL dostępna w AED 3 funkcja pracy w sieci Wi-Fi zapewnia doskonałą komunikację z siecią bezprzewodową, należy jednak rozważyć zaletę, jaką jest możliwość umieszczenia AED zasadniczo w dowolnym miejscu na świecie i uzyskiwania informacji o gotowości urządzenia bez konieczności polegania na sieci Wi-Fi.



Defibrylator LIFEPAK CR2 z menedżerem programu LIFELINKcentral do zarządzania AED



Defibrylator AED 3 firmy ZOLL (z dostępem publicznym)

Podłączony. Gotowy.

Podłączenie do systemu zarządzania programem AED za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub komórkowej	Tak	Tylko Wi-Fi ²
Automatyczne śledzenie lokalizacji AED za pośrednictwem sieci komórkowej	Tak	Nie
Bezprzewodowe monitorowanie stopnia naładowania akumulatora i autotesty za pośrednictwem systemu zarządzania programem AED w celu potwierdzenia gotowości	Tak	Nie
Powiadamanie pocztą e-mail poprzez sieć Wi-Fi o urządzeniu będącym w użyciu, w tym o jego lokalizacji i czasie	Tak	Nie
Przesyłanie danych ze zdarzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi do udających się na miejsce zdarzenia ratowników	Tak	Nie
Bezprzewodowe przesyłanie raportów ze zdarzenia AED do profesjonalnego personelu medycznego	Tak (opcjonalnie)	Tak ³
Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania	Tak	Nie

Nieprzerwana, wysokiej jakości RKO

Analiza podczas ucisków klatki piersiowej skraca lub eliminuje przerwy, zapewniając maksymalizację czasu aktywnej resuscytacji	Tak	Nie
Metronom i wskazówki głosowe, zapewniające skuteczną częstość i głębokość ucisków podczas RKO	Tak ⁴	Tak
Zintegrowane informacje zwrotne dotyczące RKO podczas używania samych elektrod, bez stosowania akcelerometru	Tak	Nie

Opracowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności

Proste i wyraźne obrazy graficzne, ułatwiające użytkownikom skoncentrowanie się kolejno na każdym zadaniu	Tak	Tak
Czas do impulsu od zakończenia interwału RKO	Mniej niż 7 sekund dla impulsu 360 J (z użyciem technologii cprINSIGHT™)	Ładowanie dla impulsu 200 J poniżej 10 sekund ³
Równolegle umieszczone elektrody bez podkładki w celu zminimalizowania niepewności	Tak	Nie
Wykrywanie hałasu w tle i automatyczne dostosowanie głośności w celu zapewnienia słyszalności instrukcji	Tak	Nie
Opcja dwóch języków do użycia w wielojęzycznym otoczeniu	Tak	Tak
Wysoka klasa IP w celu zapewnienia ochrony przed wodą i pyłem	Tak, IP55	Tak, IP55 ²
Przycisk trybu pediatrycznego zapewniający szybki dostęp do zredukowanej energii	Tak	Tak
Impulsy dwufazowe o rosnącej energii dla pacjentów mniej podatnych na defibrylację	Tak, 150–360 J	Nie, wzrost energii tylko z 120 J do 200 J ¹

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

- 1 ZOLL Medical Corporation. (2016). ZOLL AED 3 Spec Sheet (MCN PP 1409 0070-05).
- 2 ZOLL Medical Corporation. (2016). ZOLL AED 3 Automated External Defibrillator Brochure (MCN PP 1410 0068-05).
- 3 ZOLL Medical Corporation. (March 2016). ZOLL AED 3 Administrator's Guide (9650-000752-12 Rev. D).
- 4 Physio-Control Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016.

Wszystkie oświadczenia są aktualne od stycznia 2018 r.

Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy produktów Physio-Control, wówczas ten dystrybutor lub odsprzedawca będzie miał dostęp do konta menedżera programu LIFELINKcentral do zarządzania AED i może otrzymywać powiadomienia wyzwalane przez defibrylator LIFEPAK CR2. Należy pamiętać, że to ustawienie powiadamiania dystrybutora lub odsprzedawcy można wyłączyć w DOWOLNEJ chwili: jeżeli użytkownik chce je wyłączyć, należy zwrócić się do działu obsługi klienta Physio-Control z prośbą o zmianę ustawienia na samodzielne zarządzanie kontem bez wysyłania powiadomień do dystrybutora lub odsprzedawcy.

Physio-Control obecnie należy do firmy Stryker.

Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Physio-Control lub na stronie www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters

11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

Physio-Control Operations Netherlands B.V.

Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Joachima Lelewela 2
01-624 Warszawa
www.physio-control.com
Tel 22 56 91 210
Fax 22 896 14 45